



Artikelnr: 20101

Rektal ballongkateter med backventil



- Med olivformad spets, 16 mm
- Koniskt skaft av mjuk, flexibel PVC (DEHP-fri)
- Mjuk silikonballong med Luer-Lock-kontakt och backventil
- Central öppning med 2 laterala ögon
- Med transparent stegad kontat
- Längd = 155 mm
- Förpackning: 10/100

CALMED AB  
Lekullvägen 10, 436 45 ASKIM  
Tel: 031 28 17 95, Fax: 031 28 17 99  
[order@calmed.se](mailto:order@calmed.se)  
[www.calmed.se](http://www.calmed.se)