



Artikelnr: 21544

Rektalballongkateter med lufttillförsel, för vuxna, dubbel kontrast



- Utan olivformad spets
- Konsigt skaft av mjuk, flexibel PVC (DEHP-fri)
- Central öppning med 2 laterala ögon
- Föranslutning med lufttillförsel
- Med transparent stegad kontakt
- Längd = 180 mm
- Förpackning = 10/100

CALMED AB  
Lekullvägen 10, 436 45 ASKIM  
Tel: 031 28 17 95, Fax: 031 28 17 99  
[order@calmed.se](mailto:order@calmed.se)  
[www.calmed.se](http://www.calmed.se)