




Artikelnr: 21548

Rektalkateter med lufttillförsel, för vuxna, för dubbelkontrast



- Med olivformad spets, 17 mm
- Kroniskt skaft av mjuk flexibel PVC (DEHP-fri)
- Central öppning med 2 laterala ögon
- Röranslutning med luftinblåsning
- Med transparent stegad kontakt
- Längd = 180 mm
- Förpackning: 10st, 100/kart

CALMED AB
Lekullevägen 10, 436 45 ASKIM
Tel: 031 28 17 95, Fax: 031 28 17 99
order@calmed.se
www.calmed.se