


FÖRBRUKNINGARTIKLAR FÖR COLONUNDERSÖKNINGAR



CALMED

FÖRBRUKNINGARTIKLAR FÖR COLONUNDERSÖKNINGAR

ART.NR	ARTIKEL		FÖRPACKNING
400-00	Colonpåse 400-00 2,5 liter påse, 2 m slang, stoppkula, läsbar klämma.		Trp.förp 50 st Trp.förp 200 st
403-00	Colonpåse 403-00 2,5 liter påse, 3 m slang, stoppkula, läsbar klämma.		Trp.förp 40 st Trp.förp 200 st
410-00	Colonpåse 410-00 2,5 liter påse, 2 m slang, läsbar klämma.		Trp.förp 50 st Trp.förp 200 st
420-00	Colonpåse 420-00 2 liter påse, 1,75 m slang, läsbar klämma.		Trp.förp 80 st Trp.förp 240 st
420-10	Colonpåse 420-10 2 liter påse, 1,75 m slang, stoppkula, läsbar klämma.		Trp.förp 80 st Trp.förp 240 st
300-05	Rektalpip 300-05 6 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
500-05	Rektalpip 500-05 16 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
600-05	Rektalpip 600-05 23 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
700-05	Rektalpip 700-05 27 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
300-00	Rektalpip 300-00 6 mm, mjuk, för dubbel- kontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st

ART.NR	ARTIKEL		FÖRPACKNING
314-00	Rektalpip 314-00 14 mm, mjuk spets, för dubbelkontrast- undersökning, backventil.		Trp.förp 10 st Trp.förp 100 st
500-00	Rektalpip 500-00 16 mm, mjuk, för dubbel- kontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
519-00	Rektalpip 519-00 19 mm, mjuk spets, för dubbelkontrast- undersökning, backventil.		Trp.förp 10 st Trp.förp 100 st
600-00	Rektalpip 600-00 23 mm, mjuk, för dubbel- kontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
700-00	Rektalpip 700-00 27 mm, mjuk, för dubbel- kontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
105-25	Rektalkateter 105-25 18 mm med ballong av silikon, för enkelkontrast- undersökning, backventil till ballong.		Trp.förp 12 st Trp.förp 120 st
150-10	Rektalkateter 150-10 15 mm med ballong av silikon, för dubbelkontrast- undersökning, backventil till ballong och lufttillförsel.		Trp.förp 10 st Trp.förp 50 st

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR FÖR COLONUNDERSÖKNINGAR

ART.NR	ARTIKEL		FÖRPACKNING
160-10	Rektalkateter 160-10 18 mm med ballong av silikon, för dubbelkontrastundersökning, backventil till ballong och lufttillförsel.		Trp.förp 12 st Trp.förp 120 st
175-30	Luftpump 175-30		Trp.förp 12 st Trp.förp 60 st
175-40	Luftpump 175-40		Trp.förp 24 st Trp.förp 72 st
440-00	Bariumring 440-00		Trp.förp 12 st Trp.förp 60 st

Calmed AB
 Lekullevägen 10
 436 45 ASKIM

Tel: 031-28 17 95
 Fax: 031-28 17 99
 Epost: info@calmed.se
 Internet: www.calmed.se

Beställningar på fax 031-28 17 99 eller order@calmed.se



CALMED