

# AVLASTNINGSKUDDAR FÖR CT-COLOGRAFI

Calmed avlastningskuddar är värdefulla hjälpmedel vid CT-colografi. När patienten läggs i bukläge, så placeras en mjuk kudde under bröstet och en hård under bäckenet. Härigenom lyfts patienten, så att sigmoideum och transversum inte komprimeras av kroppstyngden. Detta är mycket viktigt för att få en väl dileterad tarm i bukläge.



Avlastningskuddarna är 40 x 16 x 8 cm. Ytan absorberar inte vätska och de är lätt avtorkbara med sprit-tvållösning

## Artikel nr. 140014

Avlastningskudde, hård, för bäckenet.

## Artikel nr. 140015

Avlastningskudde, mjuk, för bröstet.

### Miljöfakta

Calmed avlastningskuddar är tillverkade av återvinningsbar polyeten med ett ytskikt av EVA.

04.2015

