










FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR FÖR COLONUNDERSÖKNINGAR

ART.NR	ARTIKEL		FÖRPACKNING
400-00	Colonpåse 2,5 liter påse, 2 m slang, stoppkula, låsbar klämma.		Trp.förp 50 st Trp.förp 200 st
403-00	Colonpåse 2,5 liter påse, 3 m slang, stoppkula, låsbar klämma.		Trp.förp 40 st Trp.förp 200 st
200-05	Rektalpip Neonatal 2,5 mm, 30 cm anslutn.slang med Luer-Lock konnektor, steril. Tillverkad i silikon.		Trp.förp 10 st
300-05	Rektalpip 6 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
500-05	Rektalpip 16 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
600-05	Rektalpip 23 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
700-05	Rektalpip 27 mm, mjuk, för enkel- kontrastundersökning.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
300-00	Rektalpip 6 mm, mjuk, för dubbel- kontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
500-00	Rektalpip 16 mm, mjuk, för dubbel- kontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st

ART.NR	ARTIKEL		FÖRPACKNING
600-00	Rektalpip 23 mm, mjuk, för dubbelkontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
700-00	Rektalpip 27 mm, mjuk, för dubbelkontrastundersökning, backventil.		Trp.förp 20 st Trp.förp 120 st
105-25	Rektalkateter 18 mm med ballong av silikon, för enkelkontrastundersökning, backventil till ballong.		Trp.förp 12 st Trp.förp 120 st
160-10	Rektalkateter 18 mm med ballong av silikon, för dubbelkontrastundersökning, backventil till ballong och lufttillförsel.		Trp.förp 12 st Trp.förp 120 st
175-30	Luftpump		Trp.förp 12 st Trp.förp 60 st
175-40	Luftpump		Trp.förp 24 st Trp.förp 72 st
440-00	Bariumring		Trp.förp 12 st Trp.förp 60 st



Calmed AB
Lekullevägen 10
SE-436 45 ASKIM
www.calmed.se

Tel. +46 31 28 17 95
Fax +46 31 28 17 99
E-post info@calmed.se
order@calmed.se

06.2013
Contact Tryck & Reklam AB