

SLANGSET TILL CT-COLOGRAFI INSUFFLATOR – PASSAR ALLA PATIENTER

Calmed slangset är tillverkat av PVC, fritt från hormonstörande ftalater. Slangsetet leder CO₂ gasen från insufflatoren till patienten. Längden, hela 3,8 meter, underlättar placeringen av insufflatoren i förhållande till patientens position. För att skydda insufflatoren från kontaminering finns en uppsamlingspåse som rymmer 240 ml vätska och ett hydrofilter på 0,1 micron. Slangsetet inkluderar en universell rektalkateter i silikon med en unik ballong, som kan regleras från 9 mm till ca 50 mm i diameter.



Slangsetet innehåller en 9 mm rektalkateter med ballong i silikon, låsbar klämma, uppsamlingspåse, hydrofilter och en 60 ml spruta. Ballongen är godkänd att insufflera upp till 90 ml luft. Den blir då ca 50 mm i diameter.

Miljöfakta

Calmed slangset är tillverkat av ftalatfri PVC och är helt fritt från limfogar. Katetern med ballong är av silikon, hydrofiltret av akryl och konnektorerna av polypropylen.

Artikel nr. 109-50

Passar till Calmed 1400 CO₂ insufflator.

Artikel nr. 109-60

Passar till Vimap 1000A och Protocol CO₂ insufflatorer.

Slangseten är endast godkända för engångsbruk.

Mönsterskyddat: EU Design Patent Nr. 001567066

CE 0402

08.2014



Calmed AB, Lekullevägen 10, SE-436 45 Askim

Tel: +46 (0)31 28 17 95. Fax: +46 (0)31 28 17 99. E-post: info@calmed.se. Internet: www.calmed.se
Beställningar på fax +46 (0)31 28 17 99 eller order@calmed.se